

# SDS Implantatindikationen

## SDS2.1\_VALUE

- Geeignet für alle Knochenklassen, Sofort- und Spätimplantation
- Indiziert bei durch Brücke oder Verblockung verbundenen Implantaten
- SDS2.1 Implantate müssen auf Tissuelevel eingesetzt werden, Schulter bleibt immer das prothetische Plateau; der Pfosten muss zementiert (Glasionomerzement: Ketac™Cem) werden!
- Festsitzende Kronen/Brücken-Versorgung (Glasionomerzement: Ketac™Cem)
- Mehrere Implantate verblocken

## KONTRAINDIKATIONEN

- SDS2.1 Implantate sind nicht geeignet für Indikationen bei denen das Risiko übermässiger Biegemomente besteht (Brücken mit mehr als einem Zwischenglied, Krone/Brücke mit Anhänger).
- SDS2.1 Implantate nicht für Bone-Level Position freigegeben
- SDS2.1\_3.8 mm Ø Implantate nicht als Einzelimplantat im Molaren- oder Eckzahnbereich freigegeben
- SDS2.1\_3.8 mm Ø Implantat nicht für Brückenversorgungen freigegeben
- Implantatdurchmesser sollte 4.6 mm Ø sein bei oberen zentralen Inzisivi, Eckzähnen, Molaren und/oder Brückenversorgungen
- Implantatgetragene Teil- oder Vollprothesen nicht freigegeben
- Verbindung natürlicher Zahn mit Implantat nicht freigegeben

|        |     |     |              |              |     |              |     |     |              |              |              |              |              |              |        |        |        |
|--------|-----|-----|--------------|--------------|-----|--------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| SDS2.1 | 4,6 | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 3,8<br>(4,6) | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 4,6 | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 3,8<br>(4,6) | 4,6          | 4,6          | 3,8<br>(4,6) | 3,8<br>(4,6) | 4,6    | 4,6    | SDS2.1 |
| regio  | 17  | 16  | 15           | 14           | 13  | 12           | 11  | 21  | 22           | 23           | 24           | 25           | 26           | 27           | regio  | regio  | SDS2.1 |
| regio  | 47  | 46  | 45           | 44           | 43  | 42           | 41  | 31  | 32           | 33           | 34           | 35           | 36           | 37           | regio  | regio  | SDS2.1 |
| SDS2.1 | 4,6 | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 3,8<br>(4,6) | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 4,6 | 4,6 | 3,8<br>(4,6) | 4,6          | 3,8<br>(4,6) | 3,8<br>(4,6) | 4,6          | 4,6          | SDS2.1 | SDS2.1 | SDS2.1 |

(in Klammern) = freigegeben, aber meist zweite Wahl bzw. zu grosser Durchmesser | rot = empfohlener Durchmesser